







中間フレキシルファイル


医療機器届出番号 09B1X00006011010
 一般医療機器 一般的名称：歯科用ファイル
 販売名 マニーKファイル

■最小包装単位：6本入/ケース ■アソート(ASS)：#12～#37 ■材質：ステンレススチール ■テーパー：2/100

サイズ	先端径 (mm)	
12	0.12	
17	0.17	
22	0.22	
27	0.27	
32	0.32	
37	0.37	


ラバーSTOPパー：21mm □ 25mm ■

■ 作業部長 (L)




■ 使用方法

ターンアンドプル (turn and pull)



■ 刃部拡大図



■ 横断面形状

#12～#37 ▲

■ 用途

根管の拡大形成などに使用

中間サイズの役割

ファイルへの負担を軽減させる為に、中間サイズを使用することで、よりスムーズな根管拡大が行えます。

● ● ● 関連商品 ● ● ●

エンジンタイプは…

スーパーファイル  …P25

■ 標準価格 (6本入)

#12～#37

¥2,800