

Uファイル

医療機器認証番号 22000BZX01627000
 管理医療機器 一般的名称：電動式歯科用ファイル
 販売名 マニー・Uファイル

■最小包装単位：6本入/ケース ■アソート(ASS)：#15～40 ■材質：ステンレススチール ■テーパー：2/100

サイズ	先端径 (mm)	
10	0.10	
15	0.15	
20	0.20	
25	0.25	
30	0.30	
35	0.35	
40	0.40	
45	0.45	
50	0.50	

下記シャंक径が把持できる機器を使用。

シャंक径：#10～40 φ0.8mm
 ：#45～50 φ1.0mm

注) ご使用される超音波機器により、取付チップ、パワー等が異なりますので超音波機器メーカーの指示に従い正しくご使用ください。

■ 作業部長 (L)




L=33mm

■ 使用方法

能動型機器 (歯石、歯垢除去器など) に接続して使用



■ 刃部拡大図



■ 横断面形状

10～40 ■

45～50 ▲

■ 用途

根管の拡大形成などに使用

■ 標準価格 (6本入)

10～50

¥ 1,350