








ピーソリーマ

医療機器承認番号 22000BZX01630000
 管理医療機器 一般的名称: 歯科用根管口拡大ドリル
 販売名 マニーピーソリーマ

■最小包装単位: 6本入/ケース ■アソート(ASS): #1~6 ■材質: ステンレススチール


サイズ	作業部最大径 (mm)	
1	0.70	
2	0.90	
3	1.10	
4	1.30	
5	1.50	
6	1.70	



根管口の漏斗状拡大等を使用し、
ゲーツドリルより直線的に切削される。

許容回転数 1200min⁻¹ 以下
マイクロモーターに装着する回転切削器具。

■ 作業部長 (L)



L ₁	L ₂	L ₃
28mm	15mm	6.5mm
32mm	19mm	8.5mm
38mm	25mm	8.5mm

■ 刃部拡大図



■ 用途

主に根管口漏斗状拡大等に
使用

■ 標準価格 (6本入)







各サイズ


¥2,950

ゲーツドリル

医療機器承認番号 22000BZX01631000
 管理医療機器 一般的名称: 歯科用根管口拡大ドリル
 販売名 マニーゲーツドリル

■最小包装単位: 6本入/ケース ■アソート(ASS): #1~6 ■材質: ステンレススチール


サイズ	作業部最大径 (mm)	
1	0.50	
2	0.70	
3	0.90	
4	1.10	
5	1.30	
6	1.50	



根管口の漏斗状拡大や根管歯冠側
1/3のフレア形成に用いる。

許容回転数 800min⁻¹ 以下
マイクロモーターに装着する回転切削器具。

■ 作業部長 (L)



L ₁	L ₂
28mm	15mm
32mm	19mm
38mm	25mm

■ 刃部拡大図



■ 用途

主に根管口漏斗状拡大や根
管歯冠側 1/3のフレア形
成に使用

■ 標準価格 (6本入)

各サイズ

¥2,950