

# コンポジットレジンダイヤモンドバーセット

医療機器届出番号 09B1X00006002010  
 一般医療機器 一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー  
 販売名 マニダイヤモンド



サイズ:38(H)×75(W)×60(L)mm

最小包装単位：8本入/セット

<p>用途</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>咬合面の形態修正</li> <li>舌面の細部の形態修正</li> </ul>	<p>型番</p> <p>ISO 254/015 3.2/19.0 FO-30F</p>	<p>用途</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>切線隅角の形態修正</li> <li>唇面—隣接面、隅角部の形態修正</li> </ul>	<p>型番</p> <p>ISO 248/009 6.0/18.5 FO-41EF</p>	<p>用途</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>咬合面の形態修正</li> <li>舌面の小充填の形態修正</li> </ul>	<p>型番</p> <p>ISO 001/016 1.5/19.0 BR-40EF</p>	<p>用途</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>歯頸部側の形態修正</li> </ul>	<p>型番</p> <p>ISO 243/009 4.3/23.5 FO-40EF</p>
<p>用途</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>唇面(斜側面)への形態修正</li> </ul>	<p>型番</p> <p>ISO 248/011 7.7/22.0 FO-42EF</p>	<p>用途</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>唇面の大きなはみ出し部分の除去</li> <li>唇面、斜側面の充填物に平坦でスムーズな面を形成</li> </ul>	<p>型番</p> <p>ISO 198/016 9.0/21.7 TR-13F</p>	<p>用途</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>唇面(斜側面)への形態修正</li> </ul>	<p>型番</p> <p>ISO 248/013 6.1/20.0 FO-20EF</p>	<p>用途</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>舌面の大きなはみ出し部分の除去</li> <li>咬合面の大きな充填物の犬まかな形態修正</li> </ul>	<p>型番</p> <p>ISO 237/032 4.9/18.9 EX-26</p>