


# セック関連商品

医療機器届出番号 09B1X00006002010  
 一般医療機器 一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー  
 販売名 マニーダイヤバー


医療機器届出番号 09B1X00006003010  
 一般医療機器 一般的名称：歯科用カーバイドバー  
 販売名 マニーカーバイドバー

**CE-12F**




ISO  
546/021  
**9.0/21.7**  
300,000

**CE-12EF**




ISO  
546/020  
**9.0/21.7**  
300,000



○クラウンやジャケットの軸壁を形成してスローブドラウンテッドショルダーのマージン形成時に使用  
 ○CE-12Fでラフに形成したあとを仕上げる際に使用(5倍速コントラ使用推奨)

**CE-13F**



ISO  
544/020  
**5.3/18.9**  
300,000

**CE-13EF**



ISO  
544/019  
**5.3/18.9**  
300,000



○インレー、オンレーのイスマスや側壁の形成に使用(CE-13F)  
 ○インレー形成の仕上げに使用(CE-13EF)(5倍速コントラ使用推奨)

**CE-15F**



ISO  
254/027  
**9.0/21.7**  
300,000

**CE-15EF**




ISO  
254/026  
**9.0/21.7**  
300,000




○前歯ジャケットの舌側面の形成に使用(CE-15F)  
 ○前歯ジャケットの舌側面の形成に使用(CE-15EF)

**CE-16F**




ISO  
198/017  
**9.0/21.7**  
300,000

**CE-16EF**




ISO  
198/016  
**9.0/21.7**  
300,000




○ベニヤ形成や齧縁インレー側の開放角の付与に使用  
 ○CE-16Fでラフに形成したあとを仕上げる際に使用(5倍速コントラ使用推奨)

**CE-17F**




ISO  
172/011  
**8.0/21.9**  
300,000




○インレー形成時軸側エッジを整える際に使用

**M14CF**




164/014  
6.0/21.0  
200,000

**CE4CF**



166/014  
8.9/23.4  
150,000



○歯頸部、隣接面レジセメントの除去に使用