



# 超音波エンドファイル

医療機器承認番号 22000BZX01628000  
管理医療機器 一般的名称：電動式歯科用ファイル  
販売名 ダイアファイル



■材質=φ0.8

■作業部長 (L)	シングル	ダブル
	 <p>L=19mm</p>	 <p>L=23mm</p>
■サイズ	#25	#25

■最小包装単位：6本入/ケース ■材質：ステンレススチール ■テーパー：5/100



## POINT

### 超音波エンドファイル&超音波ダイアファイル

- 超音波機器は、各メーカー様によりパワー設定が異なりますので低い値からご使用ください。
- 根管の拡大、探索異物除去などに。
- テーパー：各製品に記載

注) 強いパワーで使用しますと破折の原因となる恐れがあります。  
シャंक部径φ0.8mmを把持できる機器をご使用ください。