

超音波ダイヤモンドファイル

医療機器承認番号 22000BZX01628000
管理医療機器 一般的名称：電動式歯科用ファイル
販売名 ダイヤファイル

使用方法

超音波機器に装着




- 材径=φ0.8
- ダイヤモンド粒子：F=ファイン
- ※3=#25

■作業部長 (L)

シングル

ダブル



■最小包装単位：6本入/ケース ■材質：ダイヤ、ステンレススチール ■テーバー：5/100

POINT

超音波エンドファイル&超音波ダイヤモンドファイル

- 超音波機器は、各メーカー様によりパワー設定が異なりますので低い値からご使用ください。
- 根管の拡大、探索異物除去などに。
- テーバー：各製品に記載

注) 強いパワーで使用しますと破折の原因となる恐れがあります。
シャंक部径φ0.8mmを把持できる機器をご使用ください。