

販売終了製品

マイクロプレッター & マイクロダイヤファイル

各ファイルの特徴




マイクロプレッター

医療機器届出番号 09B1X00006006020
 一般医療機器 一般的名称：歯科用根管スプレッター
 販売名 マニーマイクロスプレッター

材質 ステンレススチール
 ● 5/100テーパー
 根管充填及び探針などに

刃部拡大








サイズ	マイクロプレッター
#15	 L=23mm
#20	 L=23mm
#25	 L=23mm

マイクロダイヤファイル

医療機器届出番号 09B1X00006011060
 一般医療機器 一般的名称：歯科用ファイル
 販売名 マニードイヤモンドファイル

材質 ステンレススチール
 ● 5/100テーパー
 根管口漏斗状拡大、
 歯根の上部形成と拡大などに




粒子サイズ	S (スタンダード)	F (ファイン)
1 (#15)	 L=23mm	 L=23mm
3 (#25)	 L=23mm	 L=23mm

※1=#15、3=#25 にダイヤモンドを付けています。

使用方法

マイクロファイル専用のエンドホルダーに装着し、ファイリング
 (牽引切削)で使用

ファイリング(牽引切削)



■ 標準価格 (6本入)

マイクロプレッター	マイクロダイヤファイル
¥3,850	¥4,950