

MANI®

マニーオブサルミックスーチャー

Ophthalmic Sutures

切味の追求

クロスラップエッジ

刃に、直交研磨(Crosslapped edge)することが
切味を良くする秘訣

Crosslapped edge provides better sharpness







刃の材料は強くて折れにくい
マニーハードファイバーステンレススチール

The material is strong and break-resistant
MANI's original hard fiber stainless steel




























マニーオブサルミックスーチャー MANI® Ophthalmic Sutures

11-0 (0.1metric) 針付縫合糸 Needled Sutures





縫合糸 Suture		縫合針 Needles						主な適用症例 Main Application	品番 Order No.
種類 Description	長さ Length	実物大形状 Actual size	断面・刃形 Edgemark	針長さ Length (mm)	弯曲 Curve	針太さ Diam. (mm)	針記号 Code		
ナイロン ブラック・モノ Nylon Black Mono	13cm	片端針 Single-armed 	丸 Taper point	4.0	3/8 135°	0.05	OE04-05	実験用 For laboratories	0550S
	20cm		ヘラ Trape spatula	5.5	7/16 158°	0.10	ZG055-10	強角膜縫合 Sclerocornea	1000
	10cm	片端針 Single-armed 		5.5	7/16 158°	0.10	ZG055-10		1000S
	20cm			5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14		1403
	30cm			5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14		1476
	10cm	片端針 Single-armed 		丸 Taper point	6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14	

10-0 (0.2metric) 針付縫合糸 Needled Sutures

















ナイロン ブラック・モノ Nylon Black Mono	30cm		ヘラ Trape spatula	5.0	Bi-curve 90° / 50°	0.14	ZB05-14	強角膜縫合 Sclerocornea	1401	
	15cm	片端針 Single-armed 		5.0	Bi-curve 90° / 50°	0.14	ZB05-14		1401S	
	20cm			5.0	Bi-curve 90° / 50°	0.14	ZB05-14		1474	
	30cm			5.5	7/16 158°	0.10	ZG055-10		1001	
	30cm			5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14		1404	
	15cm	片端針 Single-armed 		5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14		1404S	
	15cm			5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14		1482	
	30cm			5.5	7/16 158°	0.20	ZG055-20		2000	
	30cm			6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1406	
	15cm	片端針 Single-armed 		6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1406S	
	6cm	片端針 Single-armed 		6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1468S	
	15cm			6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1452	
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2002	
	15cm	片端針 Single-armed 		6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2002S	
	30cm			7.0	1/2 180°	0.14	ZH07-14		1410	
	15cm	片端針 Single-armed 		丸 Taper point	7.0	1/2 180°	0.14	ZH07-14		1410S
	20cm	片端針 Single-armed 	丸 Taper point	4.0	3/8 135°	0.10	TE04-10	緑内障結膜縫合 Conjunctiva for Glaucoma	1053S	
	20cm	片端針 Single-armed 		5.0	3/8 135°	0.10	TE05-10		1052S	
	30cm			5.5	7/16 158°	0.14	TG055-14		1475	
	45cm			6.0	3/8 135°	0.14	TE06-14		1459	
	13cm	片端針 Single-armed 		丸 Taper point rectangular	6.0	3/8 135°	0.14	TE06-14		1459S
	30cm			丸 Taper point rectangular	6.5	3/8 135°	0.14	OVE065-14		1430
	15cm	片端針 Single-armed 			6.5	3/8 135°	0.14	OVE065-14		1430S
	30cm				6.0	7/16 158°	0.14	OVG06-14		1432
	30cm				6.0	3/8 135°	0.14	OVE06-14		1433

販売名	一般的名称	医療機器承認番号	医療機器のクラス
マニーシルク	減菌済み絹製縫合糸	20900BZZ00869000	高度管理医療機器(Ⅲ)
マニーナイロン	ポリアミド縫合糸	21100BZZ00049000	高度管理医療機器(Ⅲ)
マニーポリエステル	ポリエステル縫合糸	21100BZZ00050000	高度管理医療機器(Ⅲ)
マニーポリプロピレン	ポリプロピレン縫合糸	20500BZZ01091000	高度管理医療機器(Ⅲ)
マニーPGA	ポリグリコール酸縫合糸	21300BZY00282000	高度管理医療機器(Ⅳ)










10-0 (0.2metric) 針付縫合糸 Needled Sutures

縫合糸 Suture		縫合針 Needles						主な適用症例 Main Application	品番 Order No.
種類 Description	長さ Length	実物大形状 Actual size	断面・刃形 Edgemark	針長さ Length (mm)	弯曲 Curve	針太さ Diam. (mm)	針記号 Code		
ポリプロピレン ブルー・モノ Polypropylene Blue Mono	30cm		ヘラ Trape spatula	5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14	強角膜縫合 Sclerocornea	1415
	30cm			6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1417
	15cm	片端針 Single-armed 		6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1417S
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2021

9-0 (0.3metric) 針付縫合糸 Needled Sutures

ナイロン ブラック・モノ Nylon Black Mono	30cm		ヘラ Trape spatula	5.0	Bi-curve 90° / 50°	0.14	ZB05-14	強角膜縫合 Sclerocornea	1402
	30cm			5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14		1405
	30cm			6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1407
	15cm	片端針 Single-armed 		6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1407S
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2003
	15cm	片端針 Single-armed 		6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2003S
バージンシルク ブルー・ツイスト Virgin Silk Blue Twisted	45cm			5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14		1453
	45cm			6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1413
	20cm	片端針 Single-armed 		6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1413S
	15cm			6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1480
	45cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2020
	20cm	片端針 Single-armed 		6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2020S
	45cm		丸 Taper point	6.0	3/8 135°	0.14	TE06-14	緑内障結膜縫合 Conjunctiva for Glaucoma	1450
ポリプロピレン ブルー・モノ Polypropylene Blue Mono	30cm		ヘラ Trape spatula	5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14	強角膜縫合 Sclerocornea	1416
	30cm			6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1418
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2022

8-0 (0.4metric) 針付縫合糸 Needled Sutures

ナイロン ブラック・モノ Nylon Black Mono	30cm		ヘラ Trape spatula	5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14	強膜縫合 Sclera	1421
	30cm			6.5	1/4 90°	0.20	ZK065-20		2054
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2056
	30cm			7.0	1/2 180°	0.20	ZH07-20		2028
	50cm		逆三角 Reverse cut	11.0	3/8 135°	0.24	RE11-24	皮膚縫合 Skin	2461
	50cm	片端針 Single-armed 		11.0	3/8 135°	0.24	RE11-24		2461S
シルク ブラック・ブレイド Silk Black Braided	45cm		ヘラ Trape spatula	6.0	3/8 135°	0.18	ZE06-18	強膜・結膜縫合 Sclera and Conjunctiva	1467
	45cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2023
	20cm	片端針 Single-armed 		6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2023S

8-0 (0.4metric) 針付縫合糸 Needed Sutures

縫合糸 Suture		縫合針 Needles						主な適用症例 Main Application	品番 Order No.
種類 Description	長さ Length	実物大形状 Actual size	断面・刃形 Edgemark	針長さ Length (mm)	弯曲 Curve	針太さ Diam. (mm)	針記号 Code		
バージンシルク ブルー・ツイスト Virgin Silk Blue Twisted	45cm		ヘラ Trape spatula	6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14	強膜・結膜縫合 Sclera and Conjunctiva	1419
	45cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2024
	20cm	片端針 Single-armed 		6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2024S
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2051
	45cm			7.0	1/2 180°	0.20	ZH07-20		2019
	45cm		丸 Taper point	6.0	3/8 135°	0.14	TE06-14	緑内障結膜縫合 Conjunctiva for Glaucoma	1466
PGA吸収糸 バイオレット・ブレイド PGA ABSORBABLE Violet Braided	30cm		ヘラ Trape spatula	6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14	強膜・結膜縫合 Sclera and Conjunctiva	1490
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2090
	20cm	片端針 Single-armed 		6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2090S NEW
	30cm		丸 Taper point	6.0	3/8 135°	0.14	TE06-14	緑内障結膜縫合 Conjunctiva for Glaucoma	1491

7-0 (0.5metric) 針付縫合糸 Needed Sutures

ナイロン ブラック・モノ Nylon Black Mono	30cm		ヘラ Trape spatula	5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14	強膜縫合 Sclera	1457
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2058
	45cm			8.0	3/8 135°	0.28	ZE08-28		2855
	45cm	片端針 Single-armed 	逆三角 Reverse cut	7.0	3/8 135°	0.24	RE07-24	皮膚縫合 Skin	2455S
	50cm	片端針 Single-armed 		9.0	3/8 135°	0.24	RE09-24		2457S
	30cm			11.0	3/8 135°	0.24	RE11-24		2463
	30cm		形成ヘラ Lancet	8.0	3/8 135°	0.33	PE08-33		3361
	45cm	片端針 Single-armed 		8.0	3/8 135°	0.33	PE08-33		3361S
	50cm			11.0	3/8 135°	0.33	PE11-33		3364
	50cm	片端針 Single-armed 		11.0	3/8 135°	0.33	PE11-33		3364S
	30cm		丸、先端カット Cut taper	15.0	3/8 135°	0.33	YE15-33	二重瞼形成 Repositioning of Palpebral furrow	3365
	ナイロン クリアー・モノ Nylon Clear Mono	30cm			15.0	3/8 135°	0.33	YE15-33	
シルク ブラック・ブレイド Silk Black Braided	45cm		ヘラ Trape spatula	6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20	強膜・結膜縫合 Sclera and Conjunctiva	2008
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2063
	30cm	片端針 Single-armed 		6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2008S
	45cm	片端針 Single-armed 		8.0	1/2 180°	0.20	ZH08-20		2062S
	50cm	片端針 Single-armed 	形成ヘラ Lancet	7.0	3/8 135°	0.28	PE07-28	皮膚縫合 Skin	2860S
シルク ホワイト・ブレイド Silk White Braided	45cm	片端針 Single-armed 	ヘラ Trape spatula	8.0	1/2 180°	0.20	ZH08-20	強膜・結膜縫合 Sclera and Conjunctiva	2068S
ポリプロピレン ブルー・モノ Polypropylene Blue Mono	45cm	片端針 Single-armed 	形成ヘラ Lancet	8.0	3/8 135°	0.33	PE08-33	皮膚・筋肉縫合 Skin・Ocular muscles	3306S
	45cm	片端針 Single-armed 		11.0	3/8 135°	0.33	PE11-33		3307S
	30cm		丸、先端カット Cut taper	15.0	3/8 135°	0.33	YE15-33		3309
	60cm			9.0	3/8 135°	0.33	Y5E09-33		3313 NEW
	50cm	片端針 Single-armed 		9.0	3/8 135°	0.33	Y5E09-33		3313S NEW
	60cm			11.0	3/8 135°	0.33	Y5E11-33		3314 NEW
	50cm	片端針 Single-armed 		11.0	3/8 135°	0.33	Y5E11-33		3314S NEW

7-0 (0.5metric) 針付縫合糸 Needled Sutures

縫合糸 Suture		縫合針 Needles						主な適用症例 Main Application	品番 Order No.
種類 Description	長さ Length	実物大形状 Actual size	断面・刃形 Edgemark	針長さ Length (mm)	弯曲 Curve	針太さ Diam. (mm)	針記号 Code		
PGA吸収糸 バイオレット・ブレイド PGA ABSORBABLE Violet Braided	30cm		ヘラ Trape spatula	6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20	強膜・結膜縫合 Sclera and Conjunctiva	2091
	30cm	片端針 Single-armed		6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2091S NEW
	45cm			5.5	7/16 158°	0.20	ZG055-20		2092

6-0 (0.7metric) 針付縫合糸 Needled Sutures

ナイロン ブラック・モノ Nylon Black Mono	45cm		ヘラ Trape spatula	8.0	3/8 135°	0.28	ZE08-28	強膜・結膜縫合 Sclera・Ocular muscles	2854
	45cm			8.0	7/16 158°	0.28	ZG08-28		2859
	30cm		逆三角 Reverse cut	13.0	3/8 135°	0.28	RE13-28	皮膚・筋肉縫合 Skin・Ocular muscles	2808
	20cm	片端針 Single-armed		13.0	3/8 135°	0.28	RE13-28		2808S
	30cm	片端針 Single-armed	形成ヘラ Lancet	7.0	3/8 135°	0.33	PE07-33		3379S
	50cm	片端針 Single-armed		8.0	1/2 180°	0.33	PH08-33		3362S
	45cm	片端針 Single-armed		11.0	1/2 180°	0.33	PH11-33		3381S
	50cm			11.0	3/8 135°	0.33	PE11-33		3382
	45cm	片端針 Single-armed		11.0	3/8 135°	0.33	PE11-33		3382S
	45cm	片端針 Single-armed		11.0	3/8 135°	0.38	PE11-38		3853S
	45cm	片端針 Single-armed		13.0	1/2 180°	0.33	PH13-33		3363S
	30cm		丸、先端カット Cut taper	15.0	3/8 135°	0.33	YE15-33	二重脗形成 Repositioning of Palpebral furrow	3386
	ナイロン クリアー・モノ Nylon Clear Mono	50cm		形成ヘラ Lancet	11.0	3/8 135°	0.33	PE11-33	皮膚・筋肉縫合 Skin・Ocular muscles
シルク ブラック・ブレイド Silk Black Braided	45cm		ヘラ Trape spatula	5.5	7/16 158°	0.28	ZG055-28	強膜・結膜縫合 Sclera・Ocular muscles	2804
	45cm			6.5	3/8 135°	0.28	ZE065-28		2801
	50cm	片端針 Single-armed		10.0	3/8 135°	0.33	ZE10-33		3354S
	45cm		逆三角 Reverse cut	7.0	3/8 135°	0.28	RE07-28	皮膚・筋肉縫合 Skin・Ocular muscles	2853
	45cm			8.0	5/16 113°	0.28	R08-28		2805
	45cm			11.0	3/8 135°	0.33	RE11-33		3305
	45cm	片端針 Single-armed		11.0	3/8 135°	0.33	RE11-33	制御糸・皮膚・筋肉 Control suture・Skin・Ocular muscles	3305S
	55cm		形成ヘラ Lancet	10.0	3/8 135°	0.33	PE-10-33		3366
	55cm		丸 Taper point	13.0	3/8 135°	0.33	TE13-33	制御糸 Control suture	3356
	55cm		丸、先端カット Cut taper	13.0	3/8 135°	0.33	YE13-33		3353
	60cm	片端針 Single-armed		14.0	3/8 135°	0.38	YE14-38		3850S
ポリプロピレン ブルー・モノ Polypropylene Blue Mono	45cm	片端針 Single-armed	形成ヘラ Lancet	11.0	3/8 135°	0.33	PE11-33	皮膚・筋肉縫合 Skin・Ocular muscles	3310S
	30cm		丸、先端カット Cut taper	15.0	3/8 135°	0.33	YE15-33		3312
	60cm		丸 Taper point	9.0	3/8 135°	0.33	Y5E09-33		3316 NEW
	50cm	片端針 Single-armed		9.0	3/8 135°	0.33	Y5E09-33		3316S NEW
	60cm		丸 Taper point	11.0	3/8 135°	0.33	Y5E11-33		3317 NEW
	50cm	片端針 Single-armed		11.0	3/8 135°	0.33	Y5E11-33		3317S NEW

6-0 (0.7metric) 針付縫合糸 Needled Sutures

縫合糸 Suture		縫合針 Needles						主な適用症例 Main Application	品番 Order No.
種類 Description	長さ Length	実物大形状 Actual size	断面・刃形 Edgemark	針長さ Length (mm)	弯曲 Curve	針太さ Diam. (mm)	針記号 Code		
PGA吸収糸 バイオレット・ブレイド	45cm		ヘラ Trape spatula	6.5	1/4 90°	0.24	ZK065-24	斜視・筋肉縫合 Heterotropia・Ocular muscles	2490
	45cm		ヘラ、ダイヤカット Dia spatula	8.5	1/4 90°	0.28	XK085-28		2890
PGA ABSORBABLE Violet Braided	30cm		形成ヘラ Lancet	11.0	3/8 135°	0.33	PE11-33	皮膚・筋肉縫合 Skin・Ocular muscles	3393

5-0 (1.0metric) 針付縫合糸 Needled Sutures

ナイロン ブラック・モノ	30cm		ヘラ Trape spatula	6.0	1/4 90°	0.28	ZK06-28	強膜・結膜縫合 Sclera・Ocular muscles	2806	
	45cm		ヘラ	7.0	3/8 135°	0.28	ZE07-28		2865	
	45cm		ヘラ	8.0	3/8 135°	0.28	ZE08-28		2856	
	45cm		ヘラ、ダイヤカット Dia spatula	6.0	1/4 90°	0.28	XK06-28		2807	
	Silk Black Braided	45cm		片端針 Single armed 形成ヘラ Lancet	11.0	1/2 180°	0.33	PH11-33	皮膚・筋肉縫合 Skin・Ocular muscles	3383S
		50cm		逆三角 Reverse cut	11.0	3/8 135°	0.38	RE11-38		3854
		45cm		片端針 Single-armed	11.0	3/8 135°	0.38	RE11-38		3854S
50cm			逆三角 Reverse cut	11.0	3/8 135°	0.43	RE11-43	制御糸・皮膚・筋肉 Control suture・Skin・Ocular muscles	4350S	
シルク ブラック・ブレイド	50cm		片端針 Single-armed	13.0	3/8 135°	0.33	RE13-33		3358S	
	50cm		形成ヘラ Lancet	11.0	3/8 135°	0.38	PE11-38		3856	
	50cm		片端針 Single-armed	11.0	3/8 135°	0.38	PE11-38		3856S	
	45cm		丸 Taper point	13.0	3/8 135°	0.33	TE13-33	制御糸 Control suture	3355	
	30cm		丸 Taper point	13.0	3/8 135°	0.33	TE13-33		3355S	
	60cm		丸 Taper point	16.0	3/8 135°	0.38	TE16-38		3855	
	30cm		丸 Taper point	16.0	3/8 135°	0.38	TE16-38		3855S	
ポリエステル ホワイト・ブレイド	45cm		ヘラ Trape spatula	8.0	1/4 90°	0.33	ZK08-33	硝子体手術 Operations on Vitreous	3377	
	45cm		ヘラ、ダイヤカット Dia spatula	6.0	1/4 90°	0.28	X1K06-28		2863	
	45cm		ヘラ	6.0	1/4 90°	0.33	XK06-33		3372	
	45cm		ヘラ	8.0	1/4 90°	0.33	XK08-33		3370	
	45cm		ヘラ	8.0	1/2 180°	0.33	XH08-33		3371	
	75cm		丸 Taper point	10.0	3/8 135°	0.33	TE10-33		3380	
ポリエステル グリーン・ブレイド	45cm		ヘラ Trape spatula	8.0	1/4 90°	0.33	ZK08-33		3376	
	45cm		ヘラ、ダイヤカット Dia spatula	6.0	1/4 90°	0.33	XK06-33		3375	
	45cm		ヘラ	8.0	1/4 90°	0.33	XK08-33		3373	
	45cm		ヘラ	8.0	1/2 180°	0.33	XH08-33		3374	
	75cm		丸 Taper point	10.0	3/8 135°	0.33	TE10-33		3378	
PGA吸収糸バイオレット・ブレイド PGA ABSORBABLE Violet Braided	45cm		ヘラ、ダイヤカット Dia spatula	8.5	1/4 90°	0.33	XK085-33	斜視・筋肉縫合 Heterotropia・Ocular muscles	3391	
	30cm		ヘラ	8.0	1/4 90°	0.33	XK08-33		3392	

4-0 (1.5metric) 針付縫合糸 Needed Sutures

縫合糸 Suture		縫合針 Needles						主な適用症例 Main Application	品番 Order No.
種類 Description	長さ Length	実物大形状 Actual size	断面・刃形 Edgemark	針長さ Length (mm)	弯曲 Curve	針太さ Diam. (mm)	針記号 Code		
シルク ブラック・ブレイド Silk Black Braided	45cm		逆三角 Reverse cut	13.0	7/16 158°	0.43	RG13-43	制御糸 Control suture	4300
	50cm		逆三角 Reverse cut	13.0	3/8 135°	0.43	RE13-43		4351
	50cm	片端針 Single-armed	逆三角 Reverse cut	13.0	3/8 135°	0.43	RE13-43		4351S
	55cm		形成ヘラ Lancet	13.0	3/8 135°	0.43	PE13-43		4359
	50cm	片端針 Single-armed	形成ヘラ Lancet	13.0	3/8 135°	0.43	PE13-43		4359S
	45cm		丸 Taper point	13.0	3/8 135°	0.38	TE13-38		3801
	45cm	片端針 Single-armed	丸 Taper point	13.0	3/8 135°	0.38	TE13-38		3801S
	55cm		丸 Taper point	13.0	3/8 135°	0.38	TE13-38		3851
	45cm		丸 Taper point	16.0	3/8 135°	0.38	TE16-38		3861
	75cm		丸 Taper point	16.0	1/2 180°	0.53	TH16-53		5351
	75cm	片端針 Single-armed	丸、先端カット Cut taper	14.0	3/8 135°	0.43	YE14-43		4302S
	シルク ホワイト・ブレイド Silk White Braided	45cm		丸 Taper point	25.0	7/16 158°	0.38		TG25-38
60cm		ヘラ、ダイヤカット Dia spatula	6.5	1/4 90°	0.43	XK065-43	硝子体手術 Operations on Vitreous	4360	
ポリエステル ホワイト・ブレイド Polyester White Braided	45cm		ヘラ Trape spatula	8.0	1/4 90°	0.43	ZK08-43	硝子体手術 Operations on Vitreous	4356
45cm		ヘラ、ダイヤカット Dia spatula	6.5	1/4 90°	0.43	XK065-43	4357		
45cm		ヘラ Trape spatula	8.0	1/4 90°	0.43	XK08-43	4352		
ポリエステル グリーン・ブレイド Polyester Green Braided	45cm		ヘラ Trape spatula	8.0	1/4 90°	0.43	ZK08-43	硝子体手術 Operations on Vitreous	4355
45cm		ヘラ、ダイヤカット Dia spatula	8.0	1/4 90°	0.43	XK08-43	4353		

IOL 縫着用針付縫合糸 10-0 (0.2metric) Needed Sutures for Secondary Implantation

ポリプロピレン ブルー・モノ Polypropylene Blue Mono	30cm		先端カット Spatula side cut	16.0	Straight ストレート	0.14	VS16-14	ペア両端針 Pair double-armed	1455P
			ヘラ Trape spatula	4.5	7/16 158°	0.14	ZG045-14		1458P
	30cm		先端カット Spatula side cut	18.0	1/4 90°	0.24	VK18-24		1460P
			ヘラ Trape spatula	6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1470
	30cm		先端カット Spatula side cut	18.0	Straight ストレート	0.14	VS18-14		1486L
			ヘラ Trape spatula	4.5	7/16 158°	0.14	ZG045-14		2451L
	20cm		先端カット Spatula side cut	16.0	Straight ストレート	0.14	VS16-14		2450
	15cm		先端カット Spatula side cut	16.0	Straight ストレート	0.14	VS16-14		ループ糸付針 Needled suture with loop
20cm		先端カット Spatula side cut	15.0	1/4 90°	0.24	VK15-24	2451L		
20cm		先端カット Spatula side cut	13.0	1/4 90°	0.24	VK13-24	2450		

IOL 縫着用針付縫合糸 9-0 (0.3metric) Needed Sutures for Secondary Implantation

ポリプロピレン ブルー・モノ Polypropylene Blue Mono	30cm		先端カット Spatula side cut	16.0	Straight ストレート	0.14	VS16-14	ペア両端針 Pair double-armed	1465P
			ヘラ Trape spatula	4.5	7/16 158°	0.14	ZG045-14		1494P
	30cm		先端カット Spatula side cut	18.0	Straight ストレート	0.14	VS18-14		2452L
20cm		先端カット Spatula side cut	15.0	1/4 90°	0.24	VK15-24	ループ糸付針 Needled suture with loop	2452L	

MANI® Ophthalmic Sutures



STERILE EO ②再使用不可

ご使用前に必ず添付文書をお読み下さい。

△ Read instructions before use.

販売名	一般的名称	医療機器承認番号	医療機器のクラス
マニーシルク	滅菌済み絹製縫合糸	20900BZZ00869000	高度管理医療機器(Ⅲ)
マニーナイロン	ポリアミド縫合糸	21100BZZ00049000	高度管理医療機器(Ⅲ)
マニーポリエステル	ポリエステル縫合糸	21100BZZ00050000	高度管理医療機器(Ⅲ)
マニーポリプロピレン	ポリプロピレン縫合糸	20500BZZ01091000	高度管理医療機器(Ⅲ)
マニーPGA	ポリグリコール酸縫合糸	21300BZY00282000	高度管理医療機器(Ⅳ)

Suture	Trade Name	USA	EU
Silk	MANI Sutures Silk	Available	Available
Nylon	MANI Sutures Nylon	Available	Available
Polyester	MANI Sutures Polyester	Available	Available
Polypropylene	MANI Sutures Polypropylene	Not Available	Available
PGA	MANI Sutures PGA	Available	Not Available

マニーアイド縫合針

MANI SURGICAL EYED NEEDLES
(FOR JAPAN SALES ONLY)

販売名	一般的名称	医療機器承認番号	医療機器のクラス
マニーアイド縫合針	単回使用縫合針	22000BZX01615000	管理医療機器(Ⅱ)

角 針
〈弯曲：5/16〉

丸 針
〈弯曲：5/16〉

実物大形状	断面	品名
		眼科用角弾 8mm
		眼科用角弾 9mm
		眼科用角弾 10mm
		眼科用角弾 12mm
		眼科用角弾 13mm
		眼科用角弾 14mm
		眼科用角弾 16mm
		眼科用角弾 18mm
		眼科用角弾 19mm

実物大形状	断面	品名
		眼科用丸弾 8mm
		眼科用丸弾 9mm
		眼科用丸弾 10mm
		眼科用丸弾 12mm
		眼科用丸弾 13mm
		眼科用丸弾 14mm
		眼科用丸弾 16mm
		眼科用丸弾 18mm
		眼科用丸弾 19mm

〈マニーアイド縫合針の特長〉

- 1.孔部は、組織損傷を少なくする為、細部にまで配慮し設計されています。
- 2.角針は安全性を高めるため、尖りをおさえた先端形状とし、且つ、切れ味が非常に良くなるように独自の特殊加工でエッジを造りました。
- 3.丸針は、通過抵抗の小さいテーパーにするとともに、スムーズですべりの良い表面に仕上げました。
- 4.針の材質は、独自で開発した、強く折れにくいマニーハードファイバーステンレスチールを使用しています。

未滅菌縫合針・針単体

②再使用不可

マニーアイド縫合針は、未滅菌品ですので、必ず滅菌してからご使用下さい。ご使用前に必ず添付文書をお読み下さい。

※全て、弾機孔です。品名の長さ(mm)は、針のさしわたしを示しています。 1袋10本入

<http://www.mani.co.jp>

E-mail: seg-dms@ms.mani.co.jp for domestic (国内)

seg-ovs-2@ms.mani.co.jp for international (海外)



▲ MANI HANOI CO.,LTD.



▲ マニー(株) 清原工場
MANI KIYOHARA Factory

販売店名/Distributed by

製造販売元 Manufacturer

MANI
MANI, INC. マニー株式会社

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3
お問い合わせ先 **サージカル** TEL 028-667-9911
国内営業課 FAX 028-667-6177

8-3 KIYOHARA INDUSTRIAL PARK, UTSUNOMIYA, TOCHIGI, 321-3231, JAPAN
Phone: +81-28-667-7565 Fax: +81-28-667-8305 S00354(200203)
デザイン・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。