




# MANI<sup>®</sup> Trocar Kit

## Trocar トロカール




6本入/箱

品名	カラー表示	品番	定価(税抜)
トロカールS 27G <b>NEW</b>		MTR27S	63,000円
トロカールS 25G		MTR25S	40,800円
トロカールS 23G		MTR23S	40,800円

※単品販売のため、バックアップ等にも最適です。

## Infusion Cannula インフュージョンカニューレ




6本入/箱

品名	カラー表示	品番	定価(税抜)
インフュージョンカニューレS 27G <b>NEW</b>		MIC27S	30,000円
インフュージョンカニューレS 25G		MIC25S	24,000円
インフュージョンカニューレS 23G		MIC23S	24,000円

※単品販売のため、バックアップ等にも最適です。

## Trocar Kit トロカールキット

1症例分×3パック入/箱

品名	カラー表示	品番	定価(税抜)
トロカールキットS 27G <b>NEW</b>		MTK27S	102,000円
トロカールキットS 25G		MTK25S	69,000円
トロカールキットS 23G		MTK23S	69,000円

販売名	マニートロカールキット
一般的名称	単回使用眼科手術用チューブ付カニューレ
医療機器認証番号	22100BZX00859000
医療機器のクラス	管理医療機器(II)

ご使用前に必ず添付文書をお読みください。

STERILE EO  
ⓧ 再使用不可



# MANI<sup>®</sup>

## マニートロカールキット

# MANI<sup>®</sup> Trocar Kit

## Trocar • Infusion Cannula • Trocar Kit



<http://www.mani.co.jp> E-mail: [seg-dms@ms.mani.co.jp](mailto:seg-dms@ms.mani.co.jp)

# MANI<sup>®</sup>


製造販売元 **マニ株式会社**

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3  
お問い合わせ先 TEL 028-667-9911 FAX 028-667-6177  
8-3 KIYOHARA INDUSTRIAL PARK, UTSUNOMIYA, TOCHIGI, 321-3231, JAPAN  
Phone : +81-28-667-7565 Fax : +81-28-667-6177  
デザイン・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

S00540(2207)

# MANI® Trocar Kit

**切れ味、操作性を追求し、  
術者のストレスを軽減!**



滑らかな穿刺性

操作性の高いハンドル形状

リークを抑えた  
クロージャーバルブ



## ≫ Trocar トロカール

ラインナップが充実! ムダのない単品包装! バックアップ等にも最適!

原寸サイズ



NEW  
MTR27S





MTR25S



MTR23S

## ≫ Infusion Cannula インフュージョンカニューレ

**バルブを外さず、簡単装着!**



## ≫ Trocar Kit トロカールキット



**1症例分(1パック)**

- ・トロカール×3本
- ・インフュージョンカニューレ×1本

※バックアップ用、4ポート目には  
左ページの単品包装トロカールをご用意しております。

### ■カニューレを押さえる場合

本製品は強膜穿刺後ブレードを引き抜く際、基本的にバルブ付カニューレを押さえることなく強膜上に留置することが可能です。カニューレがブレードから外れにくい場合は、右図のように柄の先端にある爪を避けて撮子先端でバルブ部分のみを軽く押さえながらブレードを引き抜いてカニューレを留置してください。

