

COSMO STAINLESS

コスモワイヤー
(滅菌済針付ステンレスワイヤー)

保 険 適 用

WIRE

NEW



0845SB
0945SB 鈍針








COSMOTEC
コスモテック株式会社

COSMO STAINLESS WIRE

コスモワイヤー (滅菌済針付ステンレスワイヤー)

特長

■ 高強度針の採用により刺通性、破断強度(ダクティリティ)特性、曲がり強度特性を向上させました。



鈍針

元足利赤十字病院 心臓血管外科
望月 吉彦先生 ご考案

- ・ 取扱者の針刺し事故を軽減します。
- ・ 針通りが良く、且つゴム手袋を貫通しにくいデザインのため肋間、胸骨どちらにもご使用いただけます。

規格・仕様

型番	ワイヤー径	ワイヤー長	針	入数
0845S-2	0.8mm (6号)	450mm	カッティングテーパー針	2本入1袋×24袋
0845S-3			カッティングテーパー針	3本入1袋×16袋
0845SB-2			鈍針	2本入1袋×24袋
0845SB-3			鈍針	3本入1袋×16袋
0945S-2	0.9mm (7号)	450mm	カッティングテーパー針	2本入1袋×24袋
0945S-3			カッティングテーパー針	3本入1袋×16袋
0945SB-2			鈍針	2本入1袋×24袋
0945SB-3			鈍針	3本入1袋×16袋

48本/1箱

材質

ワイヤー部: ステンレス SUS316L 針: ステンレス SUS302

- ・ 本製品の使用にあたっては製品に添付された「添付文書」を必ずよく読み、正しくお使い下さい。
- ・ 再滅菌、再使用はしないで下さい。
- ・ EOG滅菌済

医療機器承認番号: 21200BZZ00391000

販売名: コスモワイヤー

クラス分類: III

注意: 改良のため予告なく仕様変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

総販売元



COSMOTEC
コスモテック株式会社

札幌営業所 ☎ 011-231-6225 大阪営業所 ☎ 06-4705-7521

仙台営業所 ☎ 022-215-8891 岡山営業所 ☎ 086-246-3281

東京営業所 ☎ 03-5802-3831 福岡営業所 ☎ 092-612-0606

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-9 名古屋営業所 ☎ 052-934-0541

☎ 03-5802-3830 (代)

製造販売元

マニー株式会社

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3

☎ 028-667-1811 (代)

COS-MN-SW-1401