








# プラグー

医療機器届出番号 09B1X00006007010  
一般医療機器 一般的名称：歯科用根管プラグ  
販売名 マニープラグー

■最小包装単位：6本入/ケース ■アソート：#15~40 ■材質：ステンレススチール ■テーパー：3.5/100

サイズ	先端径 (mm)	
15	0.15	
20	0.20	
25	0.25	
30	0.30	
35	0.35	
40	0.40	

## ■ 作業部長 (L)




## ■ 刃部拡大図



## ■ 用途

根管充填に用いる



### 垂直加圧充填法

### vertical condensation technique of root canal filling

シーラーを根管内に貼付後、適合されたマスターポイントを加温し、プラグーによって垂直的に加圧する根管充填法。

## ■ 標準価格 (6本入)







#15~40

¥3,850


# NiTi プラグー

医療機器届出番号 09B1X00006007020  
一般医療機器 一般的名称：歯科用根管プラグ  
販売名 マニープラグー-NiTi

■最小包装単位：6本入/ケース ■アソート：#15~40 ■材質：ニッケルチタン ■テーパー：3.5/100

サイズ	先端径 (mm)	
15	0.15	
20	0.20	
25	0.25	
30	0.30	
35	0.35	
40	0.40	

## ■ 作業部長 (L)




## ■ 刃部拡大図



## ■ 用途

根管充填に用いる



### 垂直加圧充填法

### vertical condensation technique of root canal filling

シーラーを根管内に貼付後、適合されたマスターポイントを加温し、プラグーによって垂直的に加圧する根管充填法。

## ■ 標準価格 (6本入)

#15~40

¥4,400