


フレアーフィンガースプレッター

医療機器届出番号 09B1X00006006010
 一般医療機器 一般的名称: 歯科用根管スプレッター
 販売名 マニースプレッター

■最小包装単位: 6本入/ケース ■アソート: #15~40 ■材質: ステンレススチール ■テーパー: 5/100

サイズ	先端径 (mm)	
15	0.15	
20	0.20	
25	0.25	
30	0.30	
35	0.35	
40	0.40	

作業部長 (L)



刃部拡大図




用途

根管充填に用いる

■標準価格 (6本入)

#15~40

¥3,850



FFS: フレアーフィンガースプレッター
 MC: 主ポイント
 SC: 追加ポイント

5/100 のテーパーの為、
 軽い加圧により
 アクセサリーポイントの
 必要な空隙を確保。


NiTi フレアーフィンガースプレッター

医療機器届出番号 09B1X00006006030
 一般医療機器 一般的名称: 歯科用根管スプレッター
 販売名 マニースプレッター-NiTi

■最小包装単位: 6本入/ケース ■アソート: #15~40 ■材質: ニッケルチタン ■テーパー: 5/100

サイズ	先端径 (mm)	
15	0.15	
20	0.20	
25	0.25	
30	0.30	
35	0.35	
40	0.40	

作業部長 (L)



刃部拡大図




用途

根管充填に用いる

■標準価格 (6本入)

#15~40

¥4,400



FFS: フレアーフィンガースプレッター
 MC: 主ポイント
 SC: 追加ポイント

5/100 のテーパーの為、
 軽い加圧により
 アクセサリーポイントの
 必要な空隙を確保。