





# ペーストキャリア

医療機器認証番号 22000BZX01632000  
管理医療機器 一般的名称：電動式歯科用歯内ペーストキャリア  
販売名 マニー・ペーストキャリア

■最小包装単位：4本入/ケース ■アソート：#25~40 ■材質：ステンレススチール ■テーパー：2/100

サイズ	先端径 (mm)	
<b>25</b>	0.25	
<b>30</b>	0.30	
<b>35</b>	0.35	
<b>40</b>	0.40	

作業部根本をバネ状にすることで適度に振動や振れを吸収します。  
ペーストキャリアは、レンツロ、フィラーなどとも呼ばれています。

## ■ 作業部長 (L)



L=21mm,25mm,29mm

## ■ 刃部拡大図



許容回転数：800min<sup>-1</sup>

## ■ 用途

根管内に充填物又は薬剤を送達させるためなどに用いる

■ 標準価格 (4本入)

#25~40

¥2,200