


ダイヤモンド



























医療機器届出番号 09B1X00006002010
 一般医療機器 一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー
 販売名 マニーダイヤモンド

●ダイヤモンド形態表の見方




















45万回転	450,000min ⁻¹
30万回転	300,000min ⁻¹
16万回転	160,000min ⁻¹
コース(C)	/125-150μm
スタンダード(S)	/106-125μm
ファイン(F)	/53-63μm
エクストラファイン(FF)	/20-30μm

■最小包装単位：5本/シート

Coarse	 ISO 190/019 9.5/21.0	 ISO 160/017 10.1/22.0	 ISO 173/019 10.1/21.8	 ISO 198/019 9.1/21.8	 ISO 197/018 7.1/20.0	 ISO 068/043 1.9/19.1		
	FO-54C	TC-11C	TF-13C	TR-13C	TR-62C	WR-13C		
	Standard	 ISO 002/018 2.4/19.0	 ISO 002/016 3.5/19.0	 ISO 002/014 2.3/19.0	 ISO 002/012 2.5/19.0	 ISO 001/018 1.5/19.0	 ISO 001/014 1.2/19.0	
		BC-31	BC-32	BC-42	BC-43	BR-31	BR-41	
		 ISO 001/010 0.9/19.0	 ISO 001/012 1.1/19.0	 ISO 001/008 0.7/19.0	 ISO 019/010 2.3/19.0	 ISO 019/014 3.2/19.0	 ISO 039/032 4.9/19.0	 ISO 039/034 7.1/20.0
		BR-45	BR-46	BR-49	DI-41	DI-42	EX-11	EX-12
★  ISO 553/019 10.1/23.1		 ISO 237/018 5.0/19.0	 ISO 237/021 5.0/18.9	 ISO 220/017 10.0/24.0	 ISO 237/032 4.9/18.9	 ISO 005/018 7.6/21.1	★  ISO 545/018 7.0/21.1	
EX-17		EX-20	EX-21	EX-24	EX-26	EX-28	EX-29	



































ダイヤモンド

医療機器届出番号 09B1X00006002010
 一般医療機器 一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー
 販売名 マニーダイヤモンド

 ISO 234/014 4.1/19.0	 ISO 544/018 4.2/19.1	 ISO 237/010 2.9/19.0	 ISO 299/013 10.0/24.0	 ISO 298/014 7.0/21.0	 ISO 298/016 7.0/21.0	 ISO 257/028 5.0/19.0
EX-31	EX-38	EX-41	FO-11	FO-21	FO-22	FO-25
 ISO 257/032 4.9/19.0	 ISO 257/018 3.7/19.6	 ISO 111/012 8.0/22.0	 ISO 111/014 8.0/21.9	 ISO 111/016 8.0/22.0	 ISO 110/014 7.0/20.9	 ISO 109/013 4.5/19.0
FO-27	FO-32	SF-11	SF-12	SF-13	SF-21	SF-31
 ISO 109/010 4.1/18.9	 ISO 010/013 1.2/18.9	 ISO 010/014 1.6/18.9	 ISO 010/016 1.7/18.9	 ISO 288/012 6.0/20.9	 ISO 289/014 8.0/21.7	 ISO 141/012 8.0/22.1
SF-41	SI-46	SI-47	SI-48	SO-20	SO-21	SR-11
 ISO 141/014 8.0/22.1	 ISO 141/016 8.0/22.1	 ISO 160/016 10.0/21.9	 ISO 166/018 10.1/23.1	 ISO 160/014 8.0/21.9	 ISO 160/010 5.9/21.1	 ISO 173/014 10.0/24.0
SR-12	SR-13	TC-11	TC-16	TC-21	TC-26	TF-11
 ISO 173/016 10.0/21.7	 ISO 173/018 10.0/21.7	 ISO 172/023 9.0/21.7	 ISO 171/014 7.0/20.9	 ISO 171/016 7.0/20.9	 ISO 170/021 5.3/18.9	 ISO 170/018 5.0/20.0
TF-12	TF-13	TF-14	TF-20	TF-21	TF-22	TF-23

ダイヤモンド

医療機器届出番号 Q9B1X00006002010
 一般医療機器 一般の名称：歯科用ダイヤモンドバー
 販売名 マニーダイヤモンド

 ISO 170/016 4.0/18.9	 ISO 169/011 3.5/19.0	 ISO 170/012 4.0/18.9	 ISO 170/014 4.0/18.9	 ISO 199/016 10.0/21.7	 ISO 199/016 10.0/21.7	 ISO 198/018 9.0/21.7
TF-31	TF-41	TF-42	TF-43	TR-11	TR-12	TR-13
 ISO 198/022 9.1/21.9	 ISO 200/022 11.2/23.7	 ISO 200/023 11.2/23.7	 ISO 197/013 7.0/20.9	 ISO 197/016 7.0/21.0	 ISO 197/018 7.0/21.1	 ISO 199/016 10.0/21.6
TR-14	TR-15	TR-19	TR-20	TR-21	TR-24	TR-25
 ISO 199/018 9.0/21.7	 ISO 041/024 0.5/19.1	 ISO 068/042 1.8/19.0	Short Shank	 ISO 002/014 2.3/16.6	 ISO 002/012 2.5/16.6	 ISO 001/010 0.9/16.6
TR-26	WF-30	WR-13		BC-S42	BC-S43	BR-S45
 ISO 001/012 1.1/16.6	 ISO 019/010 2.3/17.1	 ISO 298/014 7.0/18.1	 ISO 190/017 9.5/20.0	 ISO 001/010 0.9/17.0	 ISO 277/023 4.7/17.0	 ISO 109/010 3.6/16.6
BR-S46	DI-S41	FO-S21	FO-S54	MI-S45	Pro-S3	SF-S41
 ISO 010/013 1.2/16.5	 ISO 010/016 1.7/16.5	 ISO 288/012 6.0/18.7	 ISO 160/014 8.0/19.9	 ISO 173/016 10.1/21.1	 ISO 171/014 7.0/18.7	 ISO 171/016 7.0/18.7
SI-S46	SI-S48	SO-S20	TC-S21	TF-S12	TF-S20	TF-S21


















ダイヤモンド

医療機器届出番号 09B1X00006002010
 一般医療機器 一般的名称: 歯科用ダイヤモンドバー
 販売名 マニーダイヤモンド

 ISO 170/021 5.3/16.8	 ISO 170/018 5.0/17.0	 ISO 170/016 4.0/16.7	 ISO 169/011 3.5/16.8	 ISO 198/018 9.4/20.8	 ISO 198/022 9.1/20.0	 ISO 197/016 7.0/18.7
TF-S22	TF-S23	TF-S31	TF-S41	TR-S13	TR-S14	TR-S21
Super Short Shank	 ISO 138/008 2.2/16.0	 ISO 019/010 2.3/14.4	 ISO 197/014 6.0/16.0	 ISO 197/014 6.0/16.0	 ISO 170/016 4.0/14.2	 ISO 544/018 4.2/16.0
	CD-SS51	DI-SS41	EX-SS13	EX-SS14	EX-SS33	EX-SS38
 ISO 160/014 8.0/17.0	 ISO 170/016 4.0/14.2	 ISO 197/016 7.0/17.6	Fine	 ISO 001/006 0.5/19.0	 ISO 001/007 0.6/16.7	 ISO 138/007 2.1/16.7
TC-SS21	TF-SS31	TR-SS21		BR-48F	CD-50F	CD-51F
 ISO 138/007 3.7/16.7	 ISO 161/007 2.1/16.7	 ISO 246/007 2.1/16.7	 ISO 254/008 1.2/16.7	 ISO 246/007 2.1/16.7	 ISO 247/007 3.5/16.7	 ISO 108/009 3.1/16.2
CD-52F	CD-53F	CD-54F	CD-55F	CD-56F	CD-57F	CD-58F
 ISO 171/013 6.8/16.7	 ISO 138/007 2.1/19.0	 ISO 138/007 3.7/19.0	 ISO 108/009 3.1/19.0	 ISO 546/021 9.0/21.7	 ISO 544/020 5.2/18.9	 ISO 254/027 4.7/20.6
CD-59F	CD-60F	CD-61F	CD-62F	CE-12F	CE-13F	CE-15F

ダイヤモンド

医療機器届出番号 09B1X00006002010
 一般医療機器 一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー
 販売名 マニーダイヤモンド

 ISO 198/017 9.0/21.7	 ISO 172/011 8.0/21.9	 ISO 196/020 5.0/19.0	 ISO 196/015 4.0/19.0	 ISO 197/012 7.0/21.5	 ISO 289/013 8.0/21.5	 ISO 150/009 0.1/21.0
CE-16F	CE-17F	CR-11F	CR-12F	CR-21F	CR-22F	EX-18F
 ISO 150/011 0.1/21.1	 ISO 237/020 5.0/18.9	 ISO 234/013 4.1/19.0	 ISO 298/013 7.0/21.0	 ISO 298/015 7.0/21.0	 ISO 254/015 3.2/19.0	 ISO 001/010 0.9/19.2
EX-19F	EX-21F	EX-31F	FO-21F	FO-22F	FO-30F	MI-45F
 ISO 161/007 2.1/19.2	 ISO 138/007 3.7/19.2	 ISO 108/009 3.1/19.2	 ISO 198/020 8.0/22.1	 ISO 198/017 8.1/22.1	 ISO 277/023 4.7/20.6	 ISO 237/019 5.0/19.1
MI-53F	MI-61F	MI-62F	Pro-1f	Pro-2f	Pro-3f	Pro-4f
 ISO 041/039 0.7/19.1	 ISO 160/015 10.0/21.9	 ISO 160/013 8.0/21.9	 ISO 173/015 10.0/21.7	 ISO 171/015 7.0/20.9	 SO 199/015 10.0/21.7	 ISO 198/016 9.0/21.7
Pro-5f	TC-11F	TC-21F	TF-12F	TF-21F	TR-11F	TR-13F
 ISO 197/015 7.0/21.0	 ISO 199/015 10.0/21.6	 ISO 199/017 9.0/21.7	 ISO 304/015 0.5/19.1	Short Shank	 ISO 304/015 0.5/16.6	Super Short Shank
TR-21F	TR-25F	TR-26F	WR-31F		WR-S31F	






ダイヤモンド

医療機器届出番号 09B1X00006002010
 一般医療機器 一般的名称: 歯科用ダイヤモンドバー
 販売名 マニーダイヤモンド

 ISO 298/013 7.6/18.1	 ISO 160/012 8.1/18.1	Extra Fine	 ISO 001/016 1.5/19.0	 ISO 546/020 9.0/21.7	 ISO 544/019 5.3/18.9	 ISO 254/026 4.7/20.6
FO-SS21F	TC-SS21F		BR-40EF	CE-12EF	CE-13EF	CE-15EF
 ISO 198/016 9.0/21.7	 ISO 196/019 5.0/19.0	 ISO 196/014 4.0/19.0	 ISO 237/019 5.0/18.9	 ISO 218/012 7.1/21.0	 ISO 545/018 7.0/21.1	 ISO 284/016 3.4/19.1
CE-16EF	CR-11EF	CR-12EF	EX-21EF	EX-27EF	EX-29EF	EX-36EF
 ISO 254/024 2.0/19.1	 ISO 544/018 4.2/19.0	 ISO 248/013 6.1/20.0	 ISO 298/012 7.0/21.0	 ISO 298/014 7.0/21.0	 ISO 254/014 3.2/19.0	 ISO 243/009 4.3/23.5
EX-37EF	EX-38EF	FO-20EF	FO-21EF	FO-22EF	FO-30EF	FO-40EF
 ISO 248/009 6.0/18.5	 ISO 248/011 7.7/22.0	 ISO 198/021 9.0/22.1	 ISO 198/018 8.0/22.1	 ISO 160/014 10.0/21.9	 ISO 160/012 8.0/21.9	 ISO 173/014 10.0/21.7
FO-41EF	FO-42EF	Pro-1EF	Pro-2EF	TC-11EF	TC-21EF	TF-12EF
 ISO 171/014 7.0/20.9	 ISO 199/014 10.0/21.7	 ISO 198/015 9.0/21.7	 ISO 197/013 7.0/21.0	 ISO 199/014 10.0/21.6	 ISO 199/016 9.0/21.7	Short Shank
TF-21EF	TR-11EF	TR-13EF	TR-21EF	TR-25EF	TR-26EF	

ダイヤモンド

医療機器届出番号 09B1X00006002010
 一般医療機器 一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー
 販売名 マニーダイヤモンド


 ISO 198/020 9.0/19.9	Super Short Shank	 ISO 197/012 5.9/15.9	 ISO 197/012 5.9/15.9	★  ISO 170/016 4.0/14.2	★  ISO 544/018 4.2/16.0
TR-S14EF		EX-SS13EF	EX-SS14EF	EX-SS33EF	EX-SS38EF

※製品画像は主な形状を表しています。


Access Opening DIA-BURS




BC Series (Ball Collar)




BR Series (Ball Round)




CR Series (CR Inlay Preparation)



DI Series (Double Inverted Cone)



EX Series (Extra Shape)




ダイヤモンド


医療機器届出番号 09B1X00006002010
一般医療機器 一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー
販売名 マニーダイヤモンド

※製品画像は主な形状を表しています。


FO Series (Flame Ogival End)




SF Series (Straight Flat End)



SI Series (Single Inverted Cone)




SO Series (Straight Ogival End)




TC Series (Taper Conical End)



TF Series (Taper Flat End)



TR Series (Taper Round End)



WR Series (Wheel Round Edge)

