











# ステンレスバー ハード

医療機器届出番号：09B1X00006001020  
 一般医療機器 一般的名称：歯科用スチールバー  
 販売名：マニーステンレスバー ハード

■最小包装単位：6本入/ケース ■アソート(ASS)：#1~6(22mm) ■材質：ステンレススチール


サイズ	先端径 (mm)	作業部長 22 mm
<b>1/2</b>	0.6	
<b>1</b>	0.8	
<b>2</b>	1.0	
<b>3</b>	1.2	
<b>4</b>	1.4	
<b>5</b>	1.6	
<b>6</b>	1.8	
<b>7</b>	2.1	
<b>8</b>	2.3	

## ■ 作業部長 (L)



L=22mm


## ■ 刃部拡大図



許容回転数  
 4000min<sup>-1</sup> 以下

## ■ 用途

歯牙等の切削に用いる



**HARD タイプは  
溝が目印!**

**切削耐久性持続**

## 特 徴

- ① 鑄に強い
- ② オートクレーブが可能
- ③ 切削耐久性が高い

## 自社高圧蒸気滅菌試験【材料比較】

	滅菌前	5サイクル	10サイクル	20サイクル
マニー ステンレスバー ハード				
スチール材				