

# マイクロファイル

## 各ファイルの特徴


### Type K

医療機器届出番号 09B1X00006011070  
一般医療機器 一般的名称：歯科用ファイル  
販売名 マニーマイクロファイルtypeK

- 材質：ステンレススチール
- テーパー：2/100

通常のK ファイルの代わりに

刃部拡大



### Type H

医療機器届出番号 09B1X00006011080  
一般医療機器 一般的名称：歯科用ファイル  
販売名 マニーマイクロファイルtypeH

- 材質：ステンレススチール
- テーパー：2/100

根管拡大及びセメント、ガタパー  
チャ、切削屑除去などに

刃部拡大



### Type F

医療機器届出番号 09B1X00006011090  
一般医療機器 一般的名称：歯科用ファイル  
販売名 マニーマイクロファイルtypeF

- 材質：ステンレススチール
- テーパー：5/100

テーパー 0.05 を利用して、フ  
レアー形成及び根管拡大の確認  
などに

刃部拡大



## 使用方法

ファイリング(牽引|切削)













**カラーチューブでサイズの識別**

ラバーストッパーとしてはご使用できません。

注) ラバーストッパーは別途お取付けの上  
ご使用下さい。

# マイクロファイル Type K,H,F

type	Type K	Type H	Type F
サイズ	通常のK ファイル 2/100 テーパー	通常のH ファイル 2/100 テーパー	通常のフレアファイル 5/100 テーパーのK ファイル
#15	 L=23mm	 L=23mm	 L=23mm
#20	 L=23mm	 L=23mm	 L=23mm
#25	 L=23mm	 L=23mm	 L=23mm
#30	 L=23mm	 L=23mm	 L=23mm
#35	 L=23mm	 L=23mm	
#40	 L=23mm	 L=23mm	