

# マイクロスプレッター & マイクロダイヤファイル

## 各ファイルの特徴

### マイクロスプレッター

医療機器届出番号 09B1X00006006020  
 一般医療機器 一般的名称：歯科用根管スプレッター  
 販売名 マニーマイクロスプレッター

材質 ステンレススチール

● 5/100テーパー

根管充填及び探針などに

刃部拡大




サイズ	マイクロスプレッター
#15	
#20	
#25	

### マイクロダイヤファイル

医療機器届出番号 09B1X00006011060  
 一般医療機器 一般的名称：歯科用ファイル  
 販売名 マニーダイヤモンドファイル

● 5/100テーパー

根管口漏斗状拡大、  
 歯根の上部形成と拡大などに




粒子 サイズ	S (スタンダード)	F (ファイン)
<b>1</b> (#15)		
<b>3</b> (#25)		

※1=#15、3=#25 にダイヤを付けています。

## 使用方法

マイクロファイル専用のエンドホルダーに装着し、ファイリング  
 (牽引切削) で使用

ファイリング(牽引切削)



カラーチューブでサイズの識別  
 ラバーストッパーとしては  
 ご使用できません。  
 (注) ラバーストッパーは別  
 途お取付けの上ご使用下  
 さい。



# エンドホルダー

実体顕微鏡・拡大鏡下での視野確保に！  
臼歯部など機器の操作が困難であった部位に！

チューブ色は、ファイルの規格表示となります。  
ラバーストッパーとしてはご使用になれません。  
注) ラバーストッパーは別途

