

歯周外科用根面バー(CA)

歯周外科におけるフラップオペ(歯肉剥離搔爬手術)時の
根面滑沢や歯石除去用ステンレスバー



MANI STAINLESS BURS

効率良く根面処理が可能

フラップオペ時に直視野において、マイクロエンジンを使用することにより効率良く根面処理ができます。

根面の侵襲を抑えることが可能

スチール素材より柔らかいステンレス鋼を使用。
また、刃の枚数が多いため根面に食い込みにくく根面の侵襲を抑えることができます。

術部位の広い視野の確保が可能

全長32mmと長く、骨縁下ポケット内の根面に、当該歯の
歯冠に邪魔されずにアクセスができます。

許容回転数 1,200r.p.m.

商品名	写真	全長	刃先の径 × 長さ	刃の枚数	主な使用部位
R (ラウンド)		32mm	φ 2.9mm×2.6mm	24 枚	根面陥凹部、骨縁下骨欠損部
RS (ラウンドS)		32mm	φ 1.6mm×1.5mm	18 枚	歯間、根面、分岐部
F (フレーム)		32mm	φ 2.3mm×6.4mm	22 枚	平滑面、分岐部
S (ストレート)		32mm	φ 2.3mm×2.5mm	20 枚	平滑面、骨縁下骨欠損部、 歯槽骨辺縁部、根面、歯面境界部

■包装 各4本入

■標準価格 R・RS・F・S・アソート(R・RS・F・S各1本入) 各8,800円 249694

●販売名 マニステンレスバー ●一般的名称 歯科用スチールバー ●医療機器届出番号 09B1X00006001010 ●医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)

●標準価格の後の6ケタの数字は商品コードです。●掲載商品の標準価格は、2012年3月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

製造販売 マニー株式会社
栃木県宇都宮市清原工業団地8-3

発売 株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161

www.dental-plaza.com

●この印刷物は、環境にやさしい「植物性インク」「植林木使用紙」を使用しています。