

alfresa

ディスポーザブル スキンステイプラー

# マニプラー<sup>®</sup>AZ



アルフレッサ ファーマ株式会社

Manipler<sup>®</sup>AZ

# マニプラー®AZ / Manipler®AZ

## 確実性と操作性を追求したスキンスタイプラーです

### 軽く打ち込めるレバー

疲れにくく負担が軽減できます。

### 確実な打針

ステイプリングがしっかりと  
確実に行えます。

### 軽量ボディ

使用時の負担が少ない軽量ボディ  
(本体重量約43g)。



### 握りやすい形状

自然な体勢での打針が可能です。

### 良好な視認性

針先の目視が大変容易な形状です。

### ステイブルの残量確認が容易

本体側面からステイブル残量が確認できます。

#### ステイブルの寸法

6.9mm  
  
 (φ0.57)

ワイドタイプ

#### マニプラーAZ リムーバー / Manipler AZ Remover

#### リユースブル ステイブル抜鉤器



製品名	滅菌方法	針本数	入数/箱	JANコード 4987274
マニプラー®AZ	E.O.G.滅菌済	ワイド35針	6個	01489-5
マニプラー®AZ リムーバー	未滅菌	—	1個	01490-1

マニプラー AZ：医療機器承認番号 22000BZX01620000

マニプラー AZ リムーバー：医療機器届出番号 09B1X00006015010

製造  
販売元



マニー株式会社

栃木県宇都宮市清原工業団地8番3 〒321-3231

販売元



アルフレッサ ファーマ株式会社

大阪市中央区石町二丁目2番9号 〒540-8575

〈資料請求先〉アルフレッサ ファーマ株式会社 メディカルデバイス本部 MD推進部  
TEL 06-6941-0303 FAX 06-6941-4866

大阪事業所 06-6941-2818 福岡支店 092-283-6306 仙台支店 022-295-0631  
東京事業所 03-5695-4145 広島支店 082-545-7835 札幌支店 011-281-3000  
名古屋支店 052-218-5251 高松支店 087-863-7181

※ご使用に際しては必ず添付文書をお読み下さい。

※製品改良のため予告なく仕様を変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

2010 05 10 (1)(B)-4

2010年5月改訂

® 登録商標

4280200104