

エス・イー・シー・Oファイル・H


医療機器届出番号 09B1X00006011020
 一般医療機器 一般的名称: 歯科用ファイル
 販売名 マニーHファイル

■最小包装単位: 6本入/ケース ■アソート(ASS): #15~40, #45~80 ■材質: ステンレススチール ■テーパ: 2/100

サイズ	先端径 (mm)	
10	0.10	
15	0.15	
20	0.20	
25	0.25	
30	0.30	
35	0.35	
40	0.40	
45	0.45	
50	0.50	
55	0.55	
60	0.60	
70	0.70	
80	0.80	


ラバーストッパー: 21mm ○ 25mm ●

■ 作業部長 (L)



■ 使用方法

ファイリング (filing) 牽引切削




■ 横断面形状

10 ~ 80 ●

■ 用途

根管の拡大形成などに使用

■ 刃部拡大図



丸い先端は、レッジ、パーフォレーションを起こしにくく、
 根管に沿ってスムーズにファイルを誘導できます。

■ 標準価格 (6本入)

#10~40	#45~80
¥2,000	¥2,650