

クレンザー

医療機器届出番号 09B1X00006009010
 一般医療機器 一般的名称: 歯科用クレンザ
 販売名 マニークレンザー

■12本入/ケース 最小包装単位: 6ケース入 (72本入) /箱 ■材質: ステンレススチール


サイズ		
000	XXX Fine	
00	XX Fine	
0	X Fine	
1	Fine	
2	Medium	
3	Coarse	

■ 作業部長 (L)



L=52mm

■ 刃部拡大図



■ 用途

根管歯髄の除去に用いる

■ 標準価格

6ダース/箱(72本)

¥6,000

サイズ	000	00	0	1	2	3
太み	0.30	0.36	0.42	0.50	0.58	0.66

角ブローチ

医療機器届出番号 09B1X00006008010
 一般医療機器 一般的名称: 歯科用ブローチ
 販売名 マニーク角ブローチ

■12本入/ケース 最小包装単位: 6ケース入 (72本入) /箱 ■材質: ステンレススチール

サイズ		
000	XXX Fine	
00	XX Fine	
0	X Fine	
1	Fine	
2	Medium	
3	Coarse	

■ 作業部長 (L)



L=52mm

■ 刃部拡大図



■ 用途

根管探索に用いる。ワッヂを巻き根管内の水分を取る際や、根管長、太さを調べるためにも用いられる

■ 標準価格

6ダース/箱(72本)

¥4,300

サイズ	000	00	0	1	2	3
太み	0.15	0.18	0.21	0.24	0.27	0.30