

超音波エンドファイル

医療機器承認番号 22000BZX01628000
 管理医療機器 一般的名称：電動式歯科用ファイル
 販売名 ダイアファイル



■材径=φ0.8

	シングル	ダブル
■作業部長 (L)		
サイズ	#25	#25

■最小包装単位：6本入/ケース ■材質：ステンレススチール ■テーバー：5/100

■標準価格

6本入
¥3,500

超音波ダイヤファイル

医療機器承認番号 22000BZX01628000
 管理医療機器 一般的名称：電動式歯科用ファイル
 販売名 ダイアファイル

使用方法

超音波機器に装着



■材径=φ0.8
 ■ダイヤ粒子：F=ファイン
 ※3=#25

	シングル	ダブル
■作業部長 (L)		
サイズ	3-F	3-F

■最小包装単位：6本入/ケース ■材質：ダイヤ、ステンレススチール ■テーバー：5/100

POINT

超音波エンドファイル&超音波ダイヤファイル

- 超音波機器は、各メーカー様によりパワー設定が異なりますので低い値からご使用ください。
 - 根管の拡大、探索異物除去などに。
 - テーバー：各製品に記載
- 注) 強いパワーで使用しますと破折の原因となる恐れがあります。
 シャンク部径φ0.8mmを把持できる機器をご使用ください。

■標準価格

6本入
¥4,500