





販売名：マニー GPR
 管理医療機器 一般的名称：電動式歯科用螺旋状除去器
 医療機器認証番号：306ABBZX00019000

タイプ	先端径 (mm)	
1S	0.70	
2S	0.50	
3N	0.40	
4N	0.30	

用途



根管内の充填物を除去するために用いる

組合せ(4通り)


1S → 3N 2S → 3N
 1S → 4N 2S → 4N

S=ステンレススチール N=ニッケルチタン

- 最小包装単位：4本入/ケース
- アソート(ASS)：1S(#70),2S(#50),3N(#40),4N(#30)
- テーパー：4/100 ■ 材質：ステンレススチール・ニッケルチタン



症例



※(症例写真提供)日本大学松戸歯学部歯内療法学講座 臨床教授 辻本 恭久 先生

- 推奨回転数 1000~1500min⁻¹
- トルク設定 溶解剤・注水 **不要**

■ 標準価格(4本入/ケース)	1S,2S	¥2,350	3N,4N	¥4,650	アソート(ASS)	¥3,500
-----------------	-------	--------	-------	--------	-----------	--------

製造販売 **マニー株式会社**

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8番3
 [国内営業] Tel:028-667-8591/ FAX:028-667-8593 <https://www.mani.co.jp>

発売 **株式会社モリタ**

大阪本社 ■ 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号 Tel:06-6380-2525
 東京本社 ■ 〒110-8513 東京都台東区上野2丁目11番15号 Tel:03-3834-6161