




Healthy teeth, happy smiles,
to the world.

MANI



DIA - BURS
CAD / CAM
SELECTION

エッジのない 丸みのある形成

DIA-BURS CAD/CAM SELECTION

CAD/CAM支台歯では、角がなく丸みのあるスムーズな形成が基本
先端径1.6mmのMP-5や、ショルダーにRを付与したEX-38など
マニーダイバーからCAD/CAM用支台歯形成に適したバーを選択



	隣接面		グループ・切縁 軸面歯質除去		咬合面		舌側・口蓋側		窩 洞	
	TR-13	TR-13EF	MP-5	MP-5EF	EX-21	EX-21EF	MP-10	MP-10EF	EX-38	EX-38EF
形 態	テーパラウンドエンド		テーパラウンドエンド		ピアー		エッグ		ラウンドショルダー	
ダイヤモンド 粒子	S	EF	S	EF	S	EF	S	EF	S	EF
最大径 (mm)	1.8	1.5	2.2	2.2	2.1	1.8	2.4	2.4	1.9	1.8
作業長 (mm)	9.2	8.9	9.4	9.2	5.2	4.9	4.6	4.6	4.4	4.2
全 長 (mm)	21.8	21.6	22.5	22.5	19.0	18.8	20.7	20.7	19.2	18.9
許容回転数	30万回転									
標準価格 (5本入り)	3,300円		3,900円		3,300円		3,900円		3,300円	
			ディープシャンファー もしくは ラウンドショルダー 				1.5mm以上 1.5mm以上 1.0mm以上 		ノンベルの バットジョイント 窩洞壁 テーパ 6°以上 ボックス部マージン 1.0-1.5mm以上 	

販売名 マニーダイバー
医療機器届出番号 09B1X00006002010
一般医療機器 一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー

S: Standard EF: Extra Fine

製造販売 **マニー株式会社**

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8番3
【デンタル国内営業】 Tel: 028-667-8591 / Fax: 028-667-8593
URL: www.mani.co.jp

発売 **株式会社モリタ**

大阪本社 ■ 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号 Tel: 06-6380-2525
東京本社 ■ 〒110-8513 東京都台東区上野2丁目11番15号 Tel: 03-3834-6161