

お得意様各位

マニー緑内障用10-0ナイロン縫合糸、発売の御案内

平素より、格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

首記の件につきまして、下記のとおり発売させていただきますので御案内申し上げます。

つきましては、高品質の商品を迅速にご提供できますよう努めて参りますので、倍旧のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

■発売日、サンプル配布開始日

2018年1月29日(月)より

■商品の特長

- ・丸針のボディ部分を四角にすることで、従来の丸針より針強度が向上し、曲がりにくくなっています。
- ・本製品は、緑内障手術(トラベクトミー)を行う際、結膜と強膜を一緒に拵って縫合する場合に有効です。



規格と価格表

マニー		1箱12本入 単位:円						
製品番号	縫合糸		縫合針				希望小売 価格	主な適用症例
	糸種類	糸長さ	長さ	弯曲	太さ	記号		
1430	10-0 ナイロン	30cm	6.5mm	3/8 弱弯	0.14mm	OVE065-14 (四角ボディ丸針)	45,000	緑内障結膜/ 強結膜縫合
1430S		15cm						
1432		30cm	6.0mm	7/16 強弯		OVG06-14 (四角ボディ丸針)	45,000	緑内障結膜/ 強結膜縫合
1433				3/8 弱弯		OVE06-14 (四角ボディ丸針)	45,000	緑内障結膜/ 強結膜縫合

販売名: マニーナイロン 一般的名称: ポリアミド縫合糸 医療機器承認番号: 21100BZZ00049000
医療機器のクラス: 高度管理医療機器(Ⅲ) ディスポーザブル: 再使用不可

お問い合わせ先

マニー株式会社 サージカル国内営業課

E-mail: seg-dms@ms.mani.co.jp

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3

Tel: 028-667-9911 / Fax: 028-667-6177

