

お客様各位

マニーサイドポートナイフ、発売の御案内

平素より、格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
 首記の件につきまして、下記のとおり発売させていただきますので御案内申し上げます。
 つきましては、高品質の商品を迅速にご提供できますよう努めて参りますので、倍旧のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

■発売日



平成30年8月21(火曜日)より

■商品の特長

- ・切れ味はそのままに、短いヘッド(ショートヘッド)になっています。
 また正確に1mmのサイドポートが作成できます。(アングルからナイフ先端まで3.5mm)
- ・奥目、眼瞼裂が狭い、浅前房の患者様に有効です。
- ・アングル角度45°、30°の2種類を用意しました。

■サンプルのご依頼

サンプルのご請求は、別紙サンプル請求表にご記入の上FAXいただけますよう、お願いいたします。



規格と価格表

マニー		1箱6本入 単位:円	
製品番号	品名	希望小売価格	主な適用症例
MSP10	サイドポート1.0mm アングル角度45°	9,000	サイドポート作成
MSP10L	サイドポート1.0mmL アングル角度30°	9,000	サイドポート作成

販売名: マニーオフサルミックナイフ 一般的名称: 単回使用眼科用ナイフ
 医療機器承認番号: 220ABBZX00071000
 医療機器のクラス: 管理医療機器(II) デイスポーザブル: 再使用不可

お問い合わせ先

マニー株式会社 サージカル国内営業課

E-mail: seg-dms@ms.mani.co.jp

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3

Tel: 028-667-9911 / Fax: 028-667-6177

