

# COSMO STAINLESS

**コスモワイヤー**  
(滅菌済針付ステンレスワイヤー)

保 険 適 用

# WIRE

NEW



0845SB  
0945SB 鈍針

# COSMO STAINLESS WIRE

コスモワイヤー  
(滅菌済針付ステンレスワイヤー)

## 特 長

■ 高強度針の採用により刺通性、破断強度(ダクティリティ)特性、曲がり強度特性を向上させました。



鈍 針

元足利赤十字病院 心臓血管外科  
望月 吉彦 先生 ご考案

- ・ 取扱者の針刺し事故を軽減します。
- ・ 針通りが良く、且つゴム手袋を貫通しにくいデザインのため肋間、胸骨どちらにもご使用いただけます。

## 規格・仕様

| 型 番      | ワイヤー径      | ワイヤー長 | 針           | 入 数       |
|----------|------------|-------|-------------|-----------|
| 0845S-2  | 0.8mm (6号) | 450mm | カッティングテーパー針 | 2本入1袋×24袋 |
| 0845S-3  |            |       |             | 3本入1袋×16袋 |
| 0845SB-2 |            |       | 鈍 針         | 2本入1袋×24袋 |
| 0845SB-3 |            |       |             | 3本入1袋×16袋 |
| 0945S-2  | 0.9mm (7号) | 450mm | カッティングテーパー針 | 2本入1袋×24袋 |
| 0945S-3  |            |       |             | 3本入1袋×16袋 |
| 0945SB-2 |            |       | 鈍 針         | 2本入1袋×24袋 |
| 0945SB-3 |            |       |             | 3本入1袋×16袋 |

48本/1箱

## 材 質

ワイヤー部: ステンレス SUS316L 針: ステンレス SUS302

- ・ 本製品の使用にあたっては製品に添付された「添付文書」を必ずよく読み、正しくお使い下さい。
- ・ 再滅菌、再使用はしないで下さい。
- ・ EOG滅菌済

医療機器承認番号: 21200BZZ00391000

販売名: コスモワイヤー  
クラス分類: III

注意: 改良のため予告なく仕様が変更されることがありますので、あらかじめご了承願います。

総販売元

**COSMOTEC**  
コスモテック株式会社  
〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-9  
☎ 03-5802-3830 (代)

製造販売元

マニー株式会社  
〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3  
☎ 028-667-1811 (代)

COS-MN-SW-1910